

INFUS PASIEN

Deskripsi


Aplikasi infus pasien bertujuan untuk mencatat prosesnya infusan terhadap pasien dan aplikasi memberi tahu bahwa infusan tersebut akan segera habis.

Notifikasi akan keluar apabila infusan pasien akan habis dalam kurun waktu 10 menit terakhir dari waktu/durasi infusnya 1 jam.

Langkah-langkah

- Tampilan Awal

1. Buka link aplikasi : <http://...../inpus-pasien>
2. Tampilan awal



Case ID	Nama	Tanggal Datang	Jam Infus (jam)	Room
1948231	NIA KURNIASIH, NY	03 August 2023	10:49	RUBY 2 - 3
1949010	RATNA NINGRUM, NY	03 August 2023	10:43	ONYX 01 - 1
1949447	HILVA NUR HILVIAH, NN	04 August 2023	10:43	CRYSTAL 10 - 2
1949385	NASIM MINAKA, TN	04 August 2023	10:43	TOPAZ 02 - 1
1950003	HENDRA KUSUMA, TN	05 August 2023	10:47	OLIVINE 07 - 3
1950547	AGUS SUDAMAN, TN	06 August 2023	10:47	EMERALD 03 - 2
1947803	NUNUNG NURYATI, NY	02 August 2023	10:57	OLIVINE 01 - 3

Ket :


Gambar diatas adalah Kumpulan data pasien yang sedang diinfus.

- Daftarkan pasien untuk diinfus

1. Klik pada menu **Pasien**




2. Tampil data pasien



Ket :


Data diatas adalah data pasien yang berstatus Rawat Inap.

3. Klik salah satu nama pasien, maka akan masuk ke halaman proses infusan



4. Klik **Set Infusan**. Set Infusan berfungsi untuk menyimpan proses infusan pasien.

5. Setelah itu akan tampil data infusan pasien yang tersimpan di kolom histori



- Tambah Infusan Baru / Meneruskan Infusan

1. Notifikasi akan muncul seperti berikut :

Infus yang sedang berjalan Akan memuat pada 26 detik

Ada 3 pasien infusnya akan segera habis (warna kuning)

Pencarian...

Case ID	Nama	Tanggal Datang	Jam Infus (jam)	Room
1948231	NIA KURNIASIH, NY	03 August 2023	10:49	RUBY 2 - 3
1949010	RATNA NINGRUM, NY	03 August 2023	10:40	ONYX 01 - 1
1949447	HILVA NUR HILVIAHANN	04 August 2023	10:40	CRYSTAL 10 - 2
1949385	NASIM MINAKA, TN	04 August 2023	10:40	TOPAZ 02 - 1
1950003	HENDRA KUSUMA, TN	05 August 2023	10:47	OLIVINE 07 - 3
1950547	AGUS SUDAMAN, TN	06 August 2023	10:47	EMERALD 03 - 2
1947803	NUNUNG NURYATI, NY	02 August 2023	10:57	OLIVINE 01 - 3

Pasien Home Infus

Ket :

Baris data yang berwarna kuning adalah pasien yang sedang diinfus akan segera habis dan keluar suara notifikasi.

2. Klik salah satu dari baris berwarna kuning
3. Masuk ke halaman detail

Detail Infus Pasien

Case ID : 1949010

Nama : RATNA NINGRUM, NY

Tanggal Datang : 03 August 2023

Ruangan : ONYX 01 - 1

Infus Baru

Histori

Infus Ke	Tgl.Awal Infus	Jam Awal Infus	Tgl.Akhir Infus	Jam Akhir Infus
1	08 August 2023	10:43		

Pasien Home Infus

4. Klik **Infus Baru**

5. Isi Form berikut :

Infus Pasien

Detail Infus Pasien

Case ID : 1949010

Nama : RATNA NINGRUM, NY

Tanggal Datang : 03 August 2023

Histori

Infus Ke	Tgl.Awal Infus	Jam Awal Infus	Tgl.Akhir Infus	Jam Akhir Infus
1	08 August 2023	10:43		

Catatan Waktu Selesai Infus Sebelumnya

Tanggal Akhir Infus
08/08/2023

Jam Akhir Infus
--:--

Simpan

Ket :

Isi jam akhir infus sebelumnya / isi jam terakhir infusan sebelumnya habis.

6. Klik simpan jika sudah diisi.

7. Data infusan seterusnya tersimpan.

Histori

Infus Ke	Tgl.Awal Infus	Jam Awal Infus	Tgl.Akhir Infus	Jam Akhir Infus
1	08 August 2023	10:43	2023-08-08	11:20
2	08 August 2023	11:39		